

# Perfiladores óseos



## 1 Precisión

Permite un corte preciso del hueso para lograr la cantidad perfecta de reducción ósea

Crea un perfil de emergencia exacto y uniforme para el asentamiento adecuado de los pilares de cicatrización y otros componentes de restauración

## 2 Simplicidad

Componente de una sola pieza, lo que elimina la necesidad de usar pines guía aparte

El diseño de la conexión de bloqueo tipo latch permite el uso de un único perfilador óseo con una pieza de mano para contraángulo o bien el uso manual; se elimina así la necesidad de usar varios perfiladores óseos

## 3 Diseño óptimo

Diseñado para mejorar la eficiencia de corte, lo que contribuye a una retirada rápida del hueso

El diseño de los perfiladores óseos en una sola pieza facilita su uso durante la preparación del sitio quirúrgico

Los perfiladores óseos se usan para facilitar la retirada de hueso alrededor de la zona coronal del implante y permitir un asentamiento adecuado de los pilares de cicatrización, los componentes protésicos, las cofias de impresión y las restauraciones definitivas. Resultan especialmente útiles para la colocación de implantes subcrestales, pero pueden usarse también en determinados implantes de colocación crestral, según sea necesario.



## Información para pedidos

### Perfiladores óseos para sistemas de implantes conexión Certain/hexagonal externa\*

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Conexión Certain	Conexión hex. externa
3,4 mm	3,8 mm	BPC3438	BPX3438
	5,0 mm	BPC3450	BPX3450
4,1 mm	5,0 mm	BPC4150	BPX4150
	6,0 mm	BPC4160	BPX4160
5,0 mm	7,5 mm	BPC4175	BPX4175
	5,5 mm	BPC5055	BPX5055
6 mm	6,0 mm	BPC5060	BPX5060
	7,5 mm	BPC5075	BPX5075
6 mm	6,8 mm	BPC6068	BPX6068
	7,5 mm	BPC6075	BPX6075

Nota: para pilares de cicatrización Certain y Encode de conexión hexagonal externa

### Perfiladores óseos para conexión Certain/hexagonal externa Pilares de perfil bajo\*

Plataforma de restauración	Pilares Certain de perfil bajo	Pilares de conexión hex. externa y perfil bajo
3,4 mm	BPCLP34	BPXLP34
4,1 mm	BPCLP41	BPXLP41
5,0 mm	BPCLP50	BPXLP50

### Perfiladores óseos para sistema de implantes Eztetic\*

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Conexión Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

### Perfiladores óseos para sistemas de implantes Tapered Screw-Vent®/Trabecular Metal™†

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Conexión TSV/TM
3,5 mm	3,5 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
5,7 mm	6,5 mm	BPT4565
	6,5 mm	BPT5765

Nota: se pueden usar con pilares cónicos

### Perfiladores óseos para pilares de cicatrización TSV BellaTek® Encode®

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Pilar de cicatrización TSV Encode	Conexión TSV/TM
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
3,5 mm	5,0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563	BPT4565
		TEHA4565	
5,7 mm	6,0 mm	TEHA4567	BPT4565
		TEHA4603	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA4605	BPT4565
		TEHA5683	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA5685	BPT5765
		TEHA5685	

\*Los perfiladores óseos se pueden usar con una pieza de mano para contraángulo o bien de forma manual. Para el uso manual, pida el adaptador estándar ISO 1797 para llave de carraca indicadora de par bajo [Artículo n.º C9980].

†Para su uso en Trabecular Metal y otros sistemas de implantes dentales Zimmer Biomet con la misma conexión.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite [zimmerbiometdental.es](http://zimmerbiometdental.es)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Teléfono: 93-470-59-50  
Fax: 93-372-11-25  
Atención al cliente: 900-800-303  
[zb.pedidos@zimmerbiomet.com](mailto:zb.pedidos@zimmerbiomet.com)

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido distribuirlo a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0567ES REV D 02/21  
©2021 Zimmer Biomet. All rights reserved.

