

Profileurs d'os



1 Précision

Permettent la découpe précise de l'os pour obtenir la quantité parfaite de réduction osseuse

Créent un profil d'émergence précis et uniforme pour une bonne assise des vis de cicatrisation et d'autres composants prothétiques

3 Optimal Design

Conçus pour améliorer l'efficacité de coupe, contribuant à l'élimination rapide de l'os

La conception des profileurs d'os comme unités monoblocs facilite leur utilisation lors de la préparation du site chirurgical

2 Simplicity

Composant en 1 pièce qui élimine le recours à des tiges guides séparés

Le design de connexion à contre-angle permet l'utilisation d'un seul profileur d'os avec une pièce à main à contre-angle ou une utilisation manuelle ; élimine le recours à plusieurs profileurs d'os

On utilise les profileurs d'os pour faciliter l'élimination osseuse autour de la partie coronaire de l'implant, ce qui permet la bonne assise des vis de cicatrisation, des composants prothétiques, des coiffes d'impression et des restaurations finales. Ils sont particulièrement utiles pour la pose d'implant sous-crestale mais ils peuvent être aussi utilisés pour la pose crestale d'implants dans certains cas, si nécessaire.



Renseignements concernant la commande

Profileurs d'os pour connexion Certain/External Hex Systèmes d'implants*

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion certain	Connexion External hex
3,4 mm	3,8 mm	BPC3438	BPX3438
	5,0 mm	BPC3450	BPX3450
4,1 mm	5,0 mm	BPC4150	BPX4150
	6,0 mm	BPC4160	BPX4160
	7,5 mm	BPC4175	BPX4175
5,0 mm	5,5 mm	BPC5055	BPX5055
	6,0 mm	BPC5060	BPX5060
	7,5 mm	BPC5075	BPX5075
6 mm	6,8 mm	BPC6068	BPX6068
	7,5 mm	BPC6075	BPX6075

Remarque : pour les vis de cicatrisation Certain et External Hex Encode

Profileurs d'os pour connexion Certain/External Hex Piliers à profil bas*

Plate-forme prothétique	Certain - Piliers coniques à profil bas	External Hex - Piliers coniques à profil bas
3,4 mm	BPCLP34	BPXLP34
4,1 mm	BPCLP41	BPXLP41
5,0 mm	BPCLP50	BPXLP50

Profileurs d'os pour système d'implant Eztetic*

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Profileurs d'os pour systèmes d'implant Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal†

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion TSV/TM
3,5 mm	3,5 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
5,7 mm	6,5 mm	BPT4565
	6,5 mm	BPT5765

Remarque : utilisable pour les piliers Tapered

Profileurs d'os pour vis de cicatrisation TSV BellaTek® Encode®

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Vis de cicatrisation TSV Encode	Connexion TSV/TM
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
3,5 mm	5,0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
		TEHA4563	
	5,6 mm	TEHA4565	BPT4565
		TEHA4567	
5,7 mm	6,0 mm	TEHA4603	BPT4565
		TEHA4605	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA5683	BPT5765
		TEHA5685	

*Les profileurs d'os peuvent être utilisés avec une pièce à main à contre-angle ou manuellement. Pour une utilisation manuelle, veuillez commander l'adaptateur norme ISO 1797 pour clé à cliquet [réf. C9980].

†À utiliser avec Trabecular Metal™ et d'autres systèmes d'implants dentaires Zimmer Biomet avec la même connexion.

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Batiment Quebec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel : +33-1-45-12-35-35
Fax : +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée dans certains pays/certaines régions. Ce document est destiné exclusivement aux cliniciens et n'inclut aucun avis ni recommandation médical(e). La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0567FR RÉV D 02/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

