

Profilatori ossei



1 Precisione

Garantiscono un taglio preciso dell'osso per una perfetta riduzione dell'osso

Creano un profilo di emergenza accurato e uniforme per il corretto assestamento degli abutment di guarigione e di altri componenti protesici

3 Design ideale

Studiati per migliorare l'efficienza di taglio, contribuendo alla rapida rimozione dell'osso

Il design dei profilatori ossei come unità monopezzo ne garantisce l'ergonomia durante la preparazione del sito chirurgico

2 Semplicità

Il componente monopezzo elimina la necessità di perni guida separati

Il design del collegamento a scatto consente di impiegare un singolo profilatore osseo con un contrangolo o manualmente; elimina inoltre la necessità di impiegare più profilatori ossei



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

I profilatori ossei vengono utilizzati come ausilio nella rimozione dell'osso attorno all'aspetto coronale dell'impianto, consentendo il corretto posizionamento di abutment di guarigione, componenti protesici, cappette per impronta e restauri finali. Sono particolarmente utili per il posizionamento di impianti subcrestali, ma possono essere utilizzati in impianti selezionati in posizione crestale, se necessario.



Informazioni per l'ordine

Profilatori ossei per sistemi implantari Certain/collegamento a esagono esterno*

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Collegamento Certain	Collegamento a esagono esterno
3,4 mm	3,8 mm	BPC3438	BPX3438
	5,0 mm	BPC3450	BPX3450
4,1 mm	5,0 mm	BPC4150	BPX4150
	6,0 mm	BPC4160	BPX4160
	7,5 mm	BPC4175	BPX4175
5,0 mm	5,5 mm	BPC5055	BPX5055
	6,0 mm	BPC5060	BPX5060
	7,5 mm	BPC5075	BPX5075
6 mm	6,8 mm	BPC6068	BPX6068
	7,5 mm	BPC6075	BPX6075

Nota: per abutment di guarigione Certain ed Encode a esagono esterno

Profilatori ossei per collegamento Certain/a esagono esterno Abutment a profilo basso*

Piattaforma protesica	Abutment a profilo basso Certain	Abutment a profilo basso a esagono esterno
3,4 mm	BPCLP34	BPXLP34
4,1 mm	BPCLP41	BPXLP41
5,0 mm	BPCLP50	BPXLP50

Profilatori ossei per sistema implantare Eztetic*

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Collegamento Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Profilatori ossei per sistemi implantari Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal™†

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Collegamento TSV/TM
3,5 mm	3,5 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
5,7 mm	6,5 mm	BPT4565
	6,5 mm	BPT5765

Nota: possono essere usati per abutment conici

Profilatori ossei per abutment di guarigione TSV BellaTek® Encode®

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Abutment di guarigione TSV Encode	Collegamento TSV/TM
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
3,5 mm	5,0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563	BPT4565
		TEHA4565	
		TEHA4567	
4,5 mm	6,0 mm	TEHA4603	BPT4565
		TEHA4605	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA5683	BPT5765
		TEHA5685	

*I profilatori ossei possono essere utilizzati con un contrangolo o manualmente. Per l'impiego manuale, ordinare l'adattatore a norma ISO 1797 per chiave a cricchetto con indicazione della coppia di serraggio ridotta [cod. articolo C9980].

†Per l'uso con il Trabecular Metal™ e con altri sistemi implantari Zimmer Biomet Dental con la stessa connessione.

Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0567IT REV D 02/21©2021 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

