

# Perfiladores Ósseos



## 1 Precisão

Permite um corte preciso de osso para obter a quantidade perfeita de redução óssea

Cria um perfil de emergência exato e uniforme, que permite a colocação adequada dos pilares de cicatrização e de outros componentes de restauração

## 3 Design otimizado

Concebido para aperfeiçoar a eficiência de corte, contribuindo para uma remoção rápida do osso

O design de peça única dos perfiladores ósseos facilita a sua utilização durante a preparação do local da intervenção cirúrgica

## 2 Simplicidade

O componente de peça única elimina a necessidade de utilizar pinos guia separados

O design com conexão "latch-lock" permite a utilização de um único perfilador ósseo com uma peça de mão contra-ângulo ou manualmente, eliminando assim a necessidade de vários perfiladores ósseos



ZIMMER BIOMET  
Your progress. Our promise.®

Os perfiladores ósseos são utilizados para auxiliar na remoção óssea da região coronal do implante, permitindo assim a colocação adequada dos pilares de cicatrização, componentes protéticos, coifas de impressão e restaurações finais. É particularmente útil para a colocação de implantes a nível subcrestal, mas também pode ser utilizado em implantes colocados ao nível da crista óssea, conforme necessário.



## Informações para encomendas

### Perfiladores ósseos para sistemas de implantes com conexão Certain/de hexágono externo\*

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão Certain	Conexão de hexágono externo
3,4 mm	3,8 mm	BPC3438	BPX3438
	5,0 mm	BPC3450	BPX3450
4,1 mm	5,0 mm	BPC4150	BPX4150
	6,0 mm	BPC4160	BPX4160
	7,5 mm	BPC4175	BPX4175
5,0 mm	5,5 mm	BPC5055	BPX5055
	6,0 mm	BPC5060	BPX5060
	7,5 mm	BPC5075	BPX5075
6 mm	6,8 mm	BPC6068	BPX6068
	7,5 mm	BPC6075	BPX6075

Nota: para pilares de cicatrização Encode Certain e de hexágono externo

### Perfiladores ósseos para pilares de perfil curto com conexão Certain/de hexágono externo\*

Plataforma de restauração	Pilares de perfil curto Certain	Pilares de perfil curto de hexágono externo
3,4 mm	BPCLP34	BPXLP34
4,1 mm	BPCLP41	BPXLP41
5,0 mm	BPCLP50	BPXLP50

### Perfiladores ósseos para o sistema de implantes Eztetic†

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

### Perfiladores ósseos para sistemas de implantes Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal™

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão TSV/TM
3,5 mm	3,5 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
5,7 mm	6,5 mm	BPT4565
	6,5 mm	BPT5765

Nota: podem ser utilizados em pilares cônicos

### Perfiladores ósseos para pilares de cicatrização TSV BellaTek® Encode®

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Pilar de cicatrização TSV Encode	Conexão TSV/TM
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
3,5 mm	5,0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
		TEHA4563	
	5,6 mm	TEHA4565	BPT4565
		TEHA4567	
		TEHA4603	
5,7 mm	6,0 mm	TEHA4605	BPT4565
		TEHA4605	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA5683	BPT5765
		TEHA5685	

\*Os perfiladores ósseos podem ser utilizados com uma peça de mão contra-ângulo ou manualmente. Para utilizar manualmente, deverá ser encomendado o adaptador de chave de parafusos para catraca indicadora de torque reduzido em conformidade com a norma ISO 1797 [N.º de artigo C9980].

†Para uso com Trabecular Metal e outros sistemas de implantes dentários Zimmer Biomet com a mesma conexão.

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site [zimmerbiometdental.pt](http://zimmerbiometdental.pt)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha  
Atención al cliente: 800-827-836  
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36  
[zb.pedidos@zimmerbiomet.com](mailto:zb.pedidos@zimmerbiomet.com)

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médicos. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental.

