

# Schraubenentfernungs-Kit

Certain® und Außensechskant-Implantatsysteme



Das richtige Werkzeug für seltene Fälle

## 1 Entfernen und Entnahme

Eine Lösung zur Extraktion von gebrochenen Abutmentschrauben für den unwahrscheinlichen Fall eines Schraubenbruchs

## 2 Präzision im Design

Erhöht die Chance, die gebrochenen Schrauben mit speziell entwickelten Werkzeugen für Certain und Außensechskant-Implantatsysteme zu entfernen

## 3 Komfort

Jedes Kit beinhaltet alle notwendigen Teile für die Erleichterung der Schraubenentfernung; Werkzeuge können individuell erworben werden.

### Handgriff für Bohrführung

Zentriert den Entnahmebohrer über der gebrochenen Schraube im Implantat.



### Entfernungs- und Extraktionsinstrument für Schrauben

Greift und entfernt die gebrochene Schraube.



### Aufwachsschraube/Führungsstift

Prüft die internen Gewindegänge des Implantats.



### Manueller Entnahmebohrer

Dreht die gebrochene Schraube aus den internen Gewindegängen sowohl bei Certain als auch bei Außensechskant-Implantaten.



## Bestellinformationen

#### ISRT10N – Certain Komponentenkit, 155 CHF

ISRT05N	ISRT06N	USRT07	IWSU30
Handgriff für Certain Bohrführung	Schrauben-Entfernungs- und Extraktionsinstrument von Certain	Manueller Entnahmebohrer	Certain Aufwachsschraube/Führungsstift
97 CHF	27 CHF	27 CHF	15 CHF

#### SRT10N – Außensechskant-Komponentenkit, 155 CHF

SRT05N	SRT06N	USRT07	WSU30
Handgriff der Außensechskant-Bohrführung	Entfernungs- und Extraktionswerkzeug für Außensechskant-Schrauben	Manueller Entnahmebohrer	Außensechskant-Aufwachsschraube/Führungsstift
97 CHF	27 CHF	27 CHF	15 CHF

Bitte lesen Sie ZBINST0021DE für empfohlene Richtlinien und Gebrauchsanweisungen.

**Kontaktieren Sie uns unter [zb.bestellung@zimmerbiomet.com](mailto:zb.bestellung@zimmerbiomet.com) oder besuchen Sie uns unter [www.zimmerbiometdental.com](http://www.zimmerbiometdental.com)**

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel.: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Grossmarktstrasse 7a  
A-1230 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZB0617DE-CH REV C 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

