

Panoramica delle protesi

Sistemi di impianto
Trabecular Metal™, TSV® e Eztetic®



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Impianti Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent® e Eztetic

Impianti	Trabecular Metal			
	Diametro Ø3,7 mm	Diametro Ø4,1 mm	Diametro Ø4,7 mm	Diametro Ø6,0 mm
Collare lavorato (0,5 mm) con microscanalature	 TMMB11, 11,5 mm TMMB13, 13 mm TMMB16, 16 mm	 TMM4B11, 11,5 mm TMM4B13, 13 mm	 TMMWB11, 11,5 mm TMMWB13, 13 mm	 TMM6B11, 11,5 mm TMM6B13, 13 mm
Collare testurizzato MTX con microscanalature	 TMTB11, 11,5 mm TMTB13, 13 mm TMTB16, 16 mm	 TMT4B11, 11,5 mm TMT4B13, 13 mm	 TMTWB11, 11,5 mm TMTWB13, 13 mm	 TMT6B11, 11,5 mm TMT6B13, 13 mm




Impianti	Eztetic	Tapered Screw-Vent			
	Diametro Ø3,1 mm	Diametro Ø3,7 mm	Diametro Ø4,1 mm	Diametro Ø4,7 mm	Diametro Ø6,0 mm
Collare lavorato (1 mm) senza microscanalature		 TSVB10, 10 mm TSVB11, 11,5 mm TSVB13, 13 mm TSVB16, 16 mm	 TSV4B10, 10 mm TSV4B11, 11,5 mm TSV4B13, 13 mm TSV4B16, 16 mm	 TSVWB10, 10 mm TSVWB11, 11,5 mm TSVWB13, 13 mm TSVWB16, 16 mm	 TSV6B10, 10 mm TSV6B11, 11,5 mm TSV6B13, 13 mm TSV6B16, 16 mm
Collare lavorato (0,5 mm) con microscanalature	 CM3110, 10 mm CM3111, 11,5 mm CM3113, 13 mm CM3116, 16 mm	 TSVMB10, 10 mm TSVMB11, 11,5 mm TSVMB13, 13 mm TSVMB16, 16 mm	 TSVM4B10, 10 mm TSVM4B11, 11,5 mm TSVM4B13, 13 mm TSVM4B16, 16 mm	 TSVMWB10, 10 mm TSVMWB11, 11,5 mm TSVMWB13, 13 mm TSVMWB16, 16 mm	 TSVM6B10, 10 mm TSVM6B11, 11,5 mm TSVM6B13, 13 mm TSVM6B16, 16 mm
Collare testurizzato MTX con microscanalature	 CT3110, 10 mm CT3111, 11,5 mm CT3113, 13 mm CT3116, 16 mm	 TSVTB10, 10 mm TSVTB11, 11,5 mm TSVTB13, 13 mm TSVTB16, 16 mm	 TSVT4B10, 10 mm TSVT4B11, 11,5 mm TSVT4B13, 13 mm TSVT4B16, 16 mm	 TSVTWB10, 10 mm TSVTWB11, 11,5 mm TSVTWB13, 13 mm TSVTWB16, 16 mm	 TSVT6B10, 10 mm TSVT6B11, 11,5 mm TSVT6B13, 13 mm TSVT6B16, 16 mm

Componenti protesici per impianti Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent ed Eztetic

Monconi di guarigione	Impianti Eztetic				Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi di guarigione Encode	N/D		 TEHA3385, Ø3,8 mm/5 mm TEHA3387, Ø3,8 mm/7 mm		 TEHA4505, Ø5,0 mm/5 mm		 TEHA5685, Ø6,8 mm/5 mm	
Collari di guarigione monopezzo	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
Collari di guarigione lunghezza mostrata di 3 mm	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
	 CHCNP33, Ø3,7 mm/3 mm CHCNP34, Ø3,7 mm/4,5 mm CHCNP41, Ø4,5 mm/1,5 mm CHCNP43, Ø4,5 mm/3 mm CHCNP44, Ø4,5 mm/4,5 mm		 HC335, Ø3,5 mm/5 mm HC343, Ø4,5 mm/3 mm HC345, Ø4,5 mm/5 mm HC347, Ø4,5 mm/7 mm HC353, Ø5,5 mm/3 mm HC355, Ø5,5 mm/5 mm		 HC445, Ø4,5 mm/5 mm HC453, Ø5,5 mm/3 mm HC455, Ø5,5 mm/5 mm HC457, Ø5,5 mm/7 mm HC463, Ø6,5 mm/3 mm HC465, Ø6,5 mm/5 mm		 HC565, Ø6,5 mm/5 mm	
Cappette per impronta	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
Transfer indiretto (per impronte a cucchiaino chiuso - include la vite n. parte HLTS2)	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
	 CITNP33, Ø3,7 mm/3 mm CITNP34, Ø3,7 mm/4,5 mm CITNP41, Ø4,5 mm/1,5 mm CITNP43, Ø4,5 mm/3 mm CITNP44, Ø4,5 mm/4,5 mm		 HLT3/4, Ø4,5 mm HLT3/5, Ø5,5 mm		 HLT4/5, Ø5,5 mm HLT4/6, Ø6,5 mm			
Transfer diretto (per impronte a cucchiaino aperto - include la vite n. parte DHTS)	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
	 CDTNP33, Ø3,7 mm/3 mm CDTNP34, Ø3,7 mm/4,5 mm CDTNP41, Ø4,5 mm/1,5 mm CDTNP43, Ø4,5 mm/3 mm CDTNP44, Ø4,5 mm/4,5 mm		 DHT3/4, Ø4,5 mm DHT3/5, Ø5,5 mm		 DHT4/5, Ø5,5 mm DHT4/6, Ø6,5 mm			
Repliche di impianto	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Protesi provvisorie	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
Monconi in titanio/plastica provvisori (i monconi in plastica includono la vite di ritenzione n. parte PTSC e la vite di lavorazione lunga n. parte DHTS2. Fino a un massimo di 180 giorni in caso di monconi in plastica)	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
			 PT344S PT341A PT344A		 PT454S PT451A PT454A		 PT564S	
Dispositivo di montaggio/transfer ¹ (incl. vite di ritenzione di ricambio n. parte URS2)								

¹ Fornito con l'impianto.












Componenti protesici e Ti-base ZFX™ GenTek™

Corone e ponti	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Piattaforma da Ø2,9 mm	Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Ti-Base con innesto unità singola, a livello di impianto incl. viti adesive e di ritenzione Coppia raccomandata 30 Ncm Altezza 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-ES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-EL
Ti-Base senza innesto unità singola, a livello di impianto incl. viti adesive e di ritenzione Coppia raccomandata 30 Ncm Altezza 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-NES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL
Vite di ritenzione per Ti-base	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
Ti-Base senza innesto unità multiple, a livello di moncone incl. viti adesive e di ritenzione Coppia raccomandata 20 Ncm Altezza 3,9 mm			 ZFX11-ZB-TA-45	
Vite di ritenzione per Ti-Base unità multiple			 ZFX09-ZB-TA-RS	
Blank pre-moncone	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Piattaforma da Ø2,9 mm	Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Blank pre-moncone (titanio) incl. vite di ritenzione, 30 Ncm Coppia raccomandata 30 Ncm	 ZFX18-ZB-EZ-29	 ZFX18-ZB-TSV-35	 ZFX18-ZB-TSV-45	 ZFX18-ZB-TSV-57
Vite di ritenzione per Ti-base	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
Scan body	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Piattaforma da Ø2,9 mm	Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Scan body desktop, a livello di impianto incl. vite	 ZFX05D-ZB-EZ-29	 ZFX05D-ZB-TSV-35	 ZFX05D-ZB-TSV-45	 ZFX05D-ZB-TSV-57
Scan body intraorali, a livello di impianto incl. viti, confezione doppia Disponibili con altezze di 4,0 mm e 7,0 mm	 ZFX05I-ZB-EZ-29	 ZFX05I-ZB-TSV-35	 ZFX05I-ZB-TSV-45	 ZFX05I-ZB-TSV-57
Scan body desktop, a livello di moncone incl. vite			 ZFX05D-ZB-TA-45	
Scan body intraorali, a livello di moncone incl. viti, confezione doppia Disponibili solo con altezze di 4,0 mm			 ZFX05I-ZB-TA-45	
Repliche per scansione digitale	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Piattaforma da Ø2,9 mm	Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Replica per scansione digitale, a livello di impianto	 ZFX15-ZB-EZ-29	 ZFX15-ZB-TSV-35	 ZFX15-ZB-TSV-45	 ZFX15-ZB-TSV-57
Strumento di posizionamento per repliche per scansione digitale	 ZFX02-M16	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18
Repliche per scansione digitale, a livello di moncone			 ZFX15-ZB-TA-45	
Strumento di posizionamento per repliche per scansione digitale a livello di moncone			 ZFX02-M18	







Restauri cementati

Dritti	Impianti Eztetic				Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi anatomici Hex-Lock® (incl. vite n. parte MHLAS)	 CANP31S, Ø3,7 mm/1,5 mm CANP33S, Ø3,7 mm/3 mm CANP34S, Ø3,7 mm/4,5 mm CANP41S, Ø4,5 mm/1,5 mm CANP43S, Ø4,5 mm/3 mm CANP44S, Ø4,5 mm/4,5 mm		 ZOA341S, Ø4,5 mm/1 mm ZOA342S, Ø4,5 mm/2 mm ZOA343S, Ø4,5 mm/3 mm		 ZOA441S ¹ , Ø4,5 mm/1 mm ZOA442S ² , Ø4,5 mm/2 mm ZOA443S ¹ , Ø4,5 mm/3 mm ZOA451S, Ø5,5 mm/1 mm ZOA452S, Ø5,5 mm/2 mm ZOA453S, Ø5,5 mm/3 mm		 ZOA561S, Ø6,5 mm/1 mm ZOA562S, Ø6,5 mm/2 mm ZOA563S, Ø6,5 mm/3 mm	
Kit protesici anatomici (incl. cappetta per impronta, cappette per replica, provvisoria e per ceratura. Sono vendute anche singolarmente per diametro di estensione)			 ZCRKIT4S Impianti Ø3,7/4,1 mm		 ZCRKIT5S Impianti Ø4,7 mm		 ZCRKIT6S Impianti Ø6,0 mm	
Monconi Hex-Lock corti (incl. vite n. parte MHLAS)			 SA341, Ø4,5 mm/1 mm SA342, Ø4,5 mm/2 mm		 SA451, Ø5,5 mm/1 mm SA452, Ø5,5 mm/2 mm		 SA561, Ø6,5 mm/1 mm SA562, Ø6,5 mm/2 mm	
Kit protesici corti (incl. cappetta per impronta, cappette per replica, provvisoria e per ceratura. Sono vendute anche singolarmente per diametro di estensione)			 SARKIT4 Impianti Ø3,7/4,1 mm		 SARKIT5 Impianti Ø4,7 mm		 SARKIT6 Impianti Ø6,0 mm	
Monconi Hex-Lock (incl. vite n. parte MHLAS)			 HLA3/3, Ø3,5 mm HLA3/4, Ø4,5 mm HLA3/5, Ø5,5 mm		 HLA4/4, Ø4,5 mm HLA4/5, Ø5,5 mm HLA4/6, Ø6,5 mm		 HLA5/6, Ø6,5 mm	































¹ Le strutture per il profilo Ø4,5 mm x Ø4,5 mm sono elencate ma non illustrate. Nota: per questi componenti, utilizzare il kit protesico anatomico ZCRKIT4S (diritto) o ZCRKIT4A (angolato).

Angolati	Impianti Eztetic				Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi anatomici Hex-Lock, 17° (incl. vite n. parte AH20S)	 CANP31A, Ø3,7 mm/1,5 mm CANP33A, Ø3,7 mm/3 mm CANP41A, Ø4,5 mm/1,5 mm CANP43A, Ø4,5 mm/3 mm		 ZOA341A, Ø4,5 mm/1 mm ZOA342A, Ø4,5 mm/2 mm		 ZOA441A ¹ , Ø4,5 mm/1 mm ZOA442A ² , Ø4,5 mm/2 mm ZOA451A, Ø5,5 mm/1 mm ZOA452A, Ø5,5 mm/2 mm		 ZOA561A, Ø6,5 mm/1 mm ZOA562A, Ø6,5 mm/2 mm	
Kit protesici anatomici, 17° (incl. cappetta per impronta, cappette per replica, provvisoria e per ceratura. Sono vendute anche singolarmente per diametro di estensione)			 ZCRKIT4A Impianti Ø3,7/4,1 mm		 ZCRKIT5A Impianti Ø4,7 mm		 ZCRKIT6A Impianti Ø6,0 mm	
Moncone angolato, 20°, per 6 posizioni (incl. vite n. parte AH20S)	 C20A3, Ø3,5 mm		 AH20/4, Ø4,5 mm		 AH20W/5, Ø5,5 mm		 AH5H20/6, Ø6,5 mm	




Protesi personalizzate, con e senza innesto





Protesi personalizzate	Impianti Eztetic				Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi in lega aurea sovralfondibili calcinabili, con innesto (incl. vite n. parte MHLAS)			 HLA3G, Ø3,5 mm		 HLA4G, Ø4,5 mm		 HLA5G, Ø5,7 mm	
Moncone in lega aurea, sovralfondibile, senza innesto (incl. vite n. parte MHLAS)	 CEANP31, Ø2,9 mm		 NEA3G		 NEA4G			

Viti di ritenzione di ricambio

Viti	Impianti Eztetic				Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm		Piattaforma da Ø4,5 mm		Piattaforma da Ø5,7 mm	
Vite per monconi dritti	 CUAS		 MHLAS		 MHLAS		 MHLAS	
Vite per monconi angolati	 CUASA, CUAS Altezza cuffia, 1,5 mm Altezza cuffia, 3 mm		 AH20S		 AH20S		 AH20S	
Vite di ritenzione di ricambio, transfer diretto	 CASLC		 DHTS		 DHTS		 DHTS	
Vite di ritenzione di ricambio Monconi provvisori in plastica (Lunghi)			 DHTS2		 DHTS2		 DHTS2	
Vite di estensione 3,0 mm, transfer indiretto			 HLTE		 HLTE		 HLTE	
Vite di ritenzione di ricambio, transfer indiretto, monconi Hex-Lock (lunghi)			 HLTS2		 HLTS2		 HLTS2	
Vite per ceratura Monconi in lega aurea sovralfondibili, con innesto			 MTWSD		 MTWSD		 MTWSD	
Vite per ceratura Moncone conico			 SCWS		 SCWS		 SCWS	
Vite di ricambio per cappette			 SCTS		 SCTS		 SCTS	

Restauri avvitati



Moncone conico	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Monconi conici senza innesto (incl. una cappetta di guarigione n. parte TATHC) Nota: i monconi non si innestano nella connessione esagonale interna. Non utilizzare per protesi con unità singola.			 TAC1, 0,75 mm TAC2, 2 mm TAC3, 3 mm TAC4, 4 mm TAC5, 5 mm	 TACW1, 0,75 mm TACW2, 2 mm TACW3, 3 mm TACW4, 4 mm TACW5, 5 mm	 TASC1, 0,75 mm TASC2, 2 mm TASC3, 3 mm TASC4, 4 mm

Restauri avvitati	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Monconi conici angolati a 15° Innesto nell'impianto, non utilizzare per protesi con unità singola. (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)			 15AT312, 1 mm/2 mm 15AT323, 2 mm/3 mm 15AT334, 3 mm/4 mm	 15AT412, 1 mm/2 mm 15AT423, 2 mm/3 mm 15AT434, 3 mm/4 mm	
Monconi conici angolati a 30° Innesto nell'impianto, non utilizzare per protesi con unità singola. (incl. vite di ritenzione pre-assemblata)			 30AT324, 2 mm/4 mm 30AT335, 3 mm/5 mm 30AT346, 4 mm/6 mm	 30AT424, 2 mm/4 mm 30AT435, 3 mm/5 mm 30AT446, 4 mm/6 mm	






Componenti per monconi conici





								
ACTIT	ACTDT	ACTR	ACTGC	ACTP	TTC5	ACTT	TGC3	TGC5
Transfert indiretti e diretti per moncone conico		Replica moncone conico (rappresenta il moncone conico ancorato all'impianto)	Moncone conico Cappetta in lega aurea con vite (n. parte SCT5)	in plastica calcinabile Cappetta con vite (n. parte SCT5)	Cappetta per barra in titanio con vite (n. parte SCT5) per moncone conico	Cappetta provvisoria in titanio con vite (n. parte SCT5)	Cappette in lega aurea per barra con vite per moncone conico	

Restauri per overdenture

Monconi LOCATOR R-Tx®	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm
Monconi LOCATOR R-Tx			 30200-00, 0,5 mm 30200-01, 1 mm 30200-02, 2 mm 30200-03, 3 mm 30200-04, 4 mm 30200-05, 5 mm 30200-06, 6 mm	 30201-00, 0,5 mm 30201-01, 1 mm 30201-02, 2 mm 30201-03, 3 mm 30201-04, 4 mm 30201-05, 5 mm 30201-06, 6 mm	 30202-01, 1 mm 30202-02, 2 mm 30202-03, 3 mm 30202-04, 4 mm 30202-05, 5 mm 30202-06, 6 mm

Componenti per la lavorazione in laboratorio LOCATOR R-Tx




						Inserti di ritenzione LOCATOR R-Tx						
30017-01	30014-01	30015-01	30016-01	30018-01	30013-01							
Cappetta per impronta	Replica moncone 0,35 mm D	Replica moncone 4,0 mm D	Replica moncone 5,0 mm D	Spaziatore di lavorazione	Gruppo di lavorazione per attacchi protesi	08514	30001-01	30002-01	30003-01	30004-01	30012-01	30021-01
					Spaziatore di bloccaggio Inserto ritentore zero Inserto ritentore basso Inserto ritentore medio Inserto ritentore alto Inserto di lavorazione Strumento di inserimento ritentore							

Monconi LOCATOR®	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi LOCATOR			 CLOCNP-1, 1 mm CLOCNP-2, 2 mm CLOCNP-3, 3 mm CLOCNP-4, 4 mm CLOCNP-5, 5 mm CLOCNP-6, 6 mm	 TLOC3/0, 0,5 mm TLOC3/1, 1 mm TLOC3/2, 2,5 mm TLOC3/3, 3,5 mm TLOC3/4, 4,5 mm TLOC3/5, 5,5 mm TLOC3/6, 6,5 mm	 TLOC4/0, 0,5 mm TLOC4/1, 1 mm TLOC4/2, 2 mm TLOC4/3, 3 mm TLOC4/4, 4 mm TLOC4/5, 5 mm TLOC4/6, 6 mm	 TLOC5/1, 1 mm TLOC5/2, 2 mm TLOC5/3, 3 mm TLOC5/4, 4 mm

Componenti per attacchi LOCATOR

							
LOCIMP	LOCAN/4	LOCP	LOCBF2	LOCCTB	LOCLBF	LOCMP2	LOCMPX2
Cappetta per transfer	Replica moncone	Cappetta parallela	Componente femmina per barra	Componente femmina per barra calcinabile	Componente femmina per barra laser	Kit di lavorazione, componenti maschio	Kit di lavorazione, componenti maschio - Gamma estesa














Nota: sono disponibili componenti maschio sostitutivi. Consultare l'articolo del prodotto.

Monconi a palla	Impianti Eztetic		Impianti Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Piattaforma da Ø2,9 mm		Piattaforma da Ø3,5 mm	Piattaforma da Ø4,5 mm	Piattaforma da Ø5,7 mm	
Monconi a palla con alloggiamento in metallo e rivestimenti in nylon			 CBANP2, Ø2,9 mm/2 mm CBANP4, Ø2,9 mm/4 mm CBANP6, Ø2,9 mm/6 mm	 BAC2, 2 mm BAC4, 4 mm BAC6, 6 mm	 BACW2, 2 mm BACW4, 4 mm BACW6, 6 mm	 BAS2, 2 mm BAS4, 4 mm

Componenti transfert per monconi a palla

					
BAT	CAT	BAR	CAH	CAN	CAN
Moncone a palla Cappetta per transfer	Cappetta per transfer	Replica moncone a palla	Componenti femmina metallici	Rivestimento in nylon	Rivestimento in nylon per ritenzione fissa

Strumenti per protesi e chiavi dinamometriche

					
LOCCT2	30021-01	LOCTW	ABTH		
Strumento LOCATOR, 3 pezzi	Strumento per R-Tx LOCATOR	Inserto per chiave dinamometrica LOCATOR	Supporto per monconi		
					
TWR	TW1.25	TW1.25L	HXGR1.25	HX1.25D	TLRT2
Chiave dinamometrica regolabile 10-35 Ncm	Driver esagonale per chiave dinamometrica, corto, 1,25 mm D, lunghezza 17 mm	Driver esagonale con inserto per chiave dinamometrica, lungo, 1,25 mm D, per TWR, lunghezza 22 mm	Driver esagonale, corto lunghezza 22 mm	Driver esagonale con serratura a scatto lunghezza 23 mm	Strumento di rimozione per monconi implantari con esagono interno
					
			HXLGR1.25	HXL1.25D	CLRT2
			Driver esagonale, lungo lunghezza 30 mm	Driver esagonale con serratura a scatto lunghezza 30 mm	Chiave di rimozione per monconi Eztetic



Per informazioni: +39-0438-37681 o
zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate che si occupano di cure dentali di Zimmer Biomet Holdings, Inc e sono commercializzati e distribuiti da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. LOCATOR e LOCATOR R-Tx sono marchi di Zest IP Holdings, LLC. I monconi LOCATOR e i sistemi di ancoraggio Locator R-Tx sono prodotti da Zest IP Holdings, LLC. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o una consulenza di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB1194IT REV A 02/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

