

Descrição geral protética








Sistemas de implantes Trabecular Metal™, TSV® e Eztetic®

















ZIMMER BIOMET



























Your progress. Our promise.®

Implantes Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent® e Eztetic

Implantes	Trabecular Metal			
	Diâmetro, Ø 3,7 mm	Diâmetro, Ø 4,1 mm	Diâmetro, Ø 4,7 mm	Diâmetro, Ø 6,0 mm
Colo maquinado (0,5 mm) Com microsulcos	 TMMB10, 10 mm TMMB11, 11,5 mm TMMB13, 13 mm TMMB16, 16 mm	 TMM4B10, 10 mm TMM4B11, 11,5 mm TMM4B13, 13 mm	 TMMWB10, 10 mm TMMWB11, 11,5 mm TMMWB13, 13 mm	 TMM6B10, 10 mm TMM6B11, 11,5 mm TMM6B13, 13 mm
Colo texturizado MTX Com microsulcos	 TMTB10, 10 mm TMTB11, 11,5 mm TMTB13, 13 mm TMTB16, 16 mm	 TMT4B10, 10 mm TMT4B11, 11,5 mm TMT4B13, 13 mm	 TMTWB10, 10 mm TMTWB11, 11,5 mm TMTWB13, 13 mm	 TMT6B10, 10 mm TMT6B11, 11,5 mm TMT6B13, 13 mm














Implantes	Eztetic	Tapered Screw-Vent			
	Diâmetro, Ø 3,1 mm	Diâmetro, Ø 3,7 mm	Diâmetro, Ø 4,1 mm	Diâmetro, Ø 4,7 mm	Diâmetro, Ø 6,0 mm
Colo maquinado (1 mm) Sem microsulcos		 TSVB8, 8 mm TSVB10, 10 mm TSVB11, 11,5 mm TSVB13, 13 mm TSVB16, 16 mm	 TSV4B8, 8 mm TSV4B10, 10 mm TSV4B11, 11,5 mm TSV4B13, 13 mm TSV4B16, 16 mm	 TSVWB8, 8 mm TSVWB10, 10 mm TSVWB11, 11,5 mm TSVWB13, 13 mm TSVWB16, 16 mm	 TSV6B8, 8 mm TSV6B10, 10 mm TSV6B11, 11,5 mm TSV6B13, 13 mm TSV6B16, 16 mm
Colo maquinado (0,5 mm) Com microsulcos	 CM318, 8 mm CM3110, 10 mm CM3111, 11,5 mm CM3113, 13 mm CM3116, 16 mm	 TSVMB8, 8 mm TSVMB10, 10 mm TSVMB11, 11,5 mm TSVMB13, 13 mm TSVMB16, 16 mm	 TSVM4B8, 8 mm TSVM4B10, 10 mm TSVM4B11, 11,5 mm TSVM4B13, 13 mm TSVM4B16, 16 mm	 TSVMWB8, 8 mm TSVMWB10, 10 mm TSVMWB11, 11,5 mm TSVMWB13, 13 mm TSVMWB16, 16 mm	 TSVM6B8, 8 mm TSVM6B10, 10 mm TSVM6B11, 11,5 mm TSVM6B13, 13 mm TSVM6B16, 16 mm
Colo texturizado MTX Com microsulcos	 CT318, 8 mm CT3110, 10 mm CT3111, 11,5 mm CT3113, 13 mm CT3116, 16 mm	 TSVTB8, 8 mm TSVTB10, 10 mm TSVTB11, 11,5 mm TSVTB13, 13 mm TSVTB16, 16 mm	 TSVT4B8, 8 mm TSVT4B10, 10 mm TSVT4B11, 11,5 mm TSVT4B13, 13 mm TSVT4B16, 16 mm	 TSVTWB8, 8 mm TSVTWB10, 10 mm TSVTWB11, 11,5 mm TSVTWB13, 13 mm TSVTWB16, 16 mm	 TSVT6B8, 8 mm TSVT6B10, 10 mm TSVT6B11, 11,5 mm TSVT6B13, 13 mm TSVT6B16, 16 mm

Componentes protéticos para implantes Trabecular Metal, Tapered Screw-Vent e Eztetic

Pilares de cicatrização	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm	
Pilares de cicatrização Encode	N/A	 TEHA3383, Ø 3,8 mm/3 mm TEHA3385, Ø 3,8 mm/5 mm TEHA3387, Ø 3,8 mm/7 mm	 TEHA4503, Ø 5,0 mm/3 mm TEHA4505, Ø 5,0 mm/5 mm	 TEHA5683, Ø 6,8 mm/3 mm TEHA5685, Ø 6,8 mm/5 mm	
Pilares de cicatrização de peça única	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm	
Pilares de cicatrização Apresentam 3 mm de comprimento	 CHCNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CHCNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CHCNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm CHCNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CHCNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CHCNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 HC333, Ø 3,5 mm/3 mm HC335, Ø 3,5 mm/5 mm HC343, Ø 4,5 mm/3 mm HC345, Ø 4,5 mm/5 mm HC347, Ø 4,5 mm/7 mm HC353, Ø 5,5 mm/3 mm HC355, Ø 5,5 mm/5 mm	 HC443, Ø 4,5 mm/3 mm HC445, Ø 4,5 mm/5 mm HC453, Ø 5,5 mm/3 mm HC455, Ø 5,5 mm/5 mm HC457, Ø 5,5 mm/7 mm HC463, Ø 6,5 mm/3 mm HC465, Ø 6,5 mm/5 mm	 HC563, Ø 6,5 mm/3 mm HC565, Ø 6,5 mm/5 mm	
Coifas de impressão	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm	
Transferência indireta (Para impressões de moldeira fechada – inclui parafuso ref. HLTS2)	 CITNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CITNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CITNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm CITNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CITNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CITNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 HLT3/3, Ø 3,5 mm HLT3/4, Ø 4,5 mm HLT3/5, Ø 5,5 mm	 HLT4/4, Ø 4,5 mm HLT4/5, Ø 5,5 mm HLT4/6, Ø 6,5 mm	 HLT5/6, Ø 6,5 mm	
Transferência direta (Para impressões de moldeira aberta – inclui parafuso ref. DHTS)	 CDTNP31, Ø 3,7 mm/1,5 mm CDTNP33, Ø 3,7 mm/3 mm CDTNP34, Ø 3,7 mm/4,5 mm CDTNP41, Ø 4,5 mm/1,5 mm CDTNP43, Ø 4,5 mm/3 mm CDTNP44, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 DHT3/3, Ø 3,5 mm DHT3/4, Ø 4,5 mm DHT3/5, Ø 5,5 mm	 DHT4/4, Ø 4,5 mm DHT4/5, Ø 5,5 mm DHT4/6, Ø 6,5 mm	 HLTE HLTS/6, Ø 6,5 mm	
Análogos de implante	 CIANP	 IA3	 IA4	 IA5	
Restaurações provisórias	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent		
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm	
Pilares temporários de titânio/plástico (Os pilares de plástico incluem o parafuso de retenção ref. PTSC e o parafuso de processamento longo ref. DHTS2 para um máximo de 180 dias no caso dos pilares de plástico)	 CTANP31, Ø 3,5 mm	 PT341S PT344S PT341A PT344A	 PT451S PT454S PT451A PT454A	 PT561S PT564S	
Pilar multifuncional/transportador ¹ (Incl. parafuso de retenção de substituição ref. URS2)		 FMT3	 FMT4	 FMT5	

¹ Fornecido com o implante.

Bases de titânio e componentes de restauração Zfx™ GenTek™

Coroas e pontes	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Base de titânio de encaixe individual, ao nível do implante Incl. parafusos de trabalho e de retenção Torque recomendado de 30 Ncm Altura de 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-ES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-EL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-EL
Base de titânio de não encaixe individual, ao nível do implante Incl. parafusos de trabalho e de retenção Torque recomendado de 30 Ncm Altura de 4,7 mm	 ZFX11-ZB-EZ-2947-NES	 ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL	 ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL
Parafuso de retenção Para base de titânio	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
Base de titânio de não encaixe múltipla, ao nível do pilar Incl. parafusos de trabalho e de retenção Torque recomendado de 20 Ncm Altura de 3,9 mm			 ZFX11-ZB-TA-45	
Parafuso de retenção Para base de titânio múltipla			 ZFX09-ZB-TA-RS	
Modelos pré-pilar	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Modelo pré-pilar (titânio) Incl. parafuso de retenção, 30 Ncm Torque recomendado de 30 Ncm	 ZFX18-ZB-EZ-29	 ZFX18-ZB-TSV-35	 ZFX18-ZB-TSV-45	 ZFX18-ZB-TSV-57
Parafuso de retenção Para base de titânio	 ZFX09-ZB-EZ-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS	 ZFX09-ZB-TSV-RS
Scanbodies	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Scanbody de laboratório ao nível do implante Incl. parafuso	 ZFX05D-ZB-EZ-29	 ZFX05D-ZB-TSV-35	 ZFX05D-ZB-TSV-45	 ZFX05D-ZB-TSV-57
Scanbodies intraorais ao nível do implante Incl. parafusos, embalagem dupla Disponível em alturas de 4,0 mm e 7,0 mm	 ZFX05I-ZB-EZ-29	 ZFX05I-ZB-TSV-35	 ZFX05I-ZB-TSV-45	 ZFX05I-ZB-TSV-57
Scanbody de laboratório ao nível do pilar Incl. parafuso			 ZFX05D-ZB-TA-45	
Scanbody intraoral ao nível do pilar Incl. parafusos, embalagem dupla Disponível apenas na altura de 4,0 mm			 ZFX05I-ZB-TA-45	
Análogos digitais	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Análogo digital ao nível do implante	 ZFX15-ZB-EZ-29	 ZFX15-ZB-TSV-35	 ZFX15-ZB-TSV-45	 ZFX15-ZB-TSV-57
Chave de colocação para análogos digitais	 ZFX02-M16	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18	 ZFX02-M18
Análogos digitais ao nível do pilar			 ZFX15-ZB-TA-45	
Chave de colocação para análogo digital ao nível do pilar			 ZFX02-M18	

Restaurações cimentadas

Retos	Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Implantes Eztetic	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm
Pilares de contorno Hex-Lock® (Incl. parafuso ref. MHLAS)	 CANP31S, Ø 3,7 mm/1,5 mm CANP33S, Ø 3,7 mm/3 mm CANP34S, Ø 3,7 mm/4,5 mm CANP41S, Ø 4,5 mm/1,5 mm CANP43S, Ø 4,5 mm/3 mm CANP44S, Ø 4,5 mm/4,5 mm	 ZOA341S, Ø 4,5 mm/1 mm ZOA342S, Ø 4,5 mm/2 mm ZOA343S, Ø 4,5 mm/3 mm	 ZOA441S¹, Ø 4,5 mm/1 mm ZOA442S², Ø 4,5 mm/2 mm ZOA443S¹, Ø 4,5 mm/3 mm ZOA451S, Ø 5,5 mm/1 mm ZOA452S, Ø 5,5 mm/2 mm ZOA453S, Ø 5,5 mm/3 mm	 ZOA561S, Ø 6,5 mm/1 mm ZOA562S, Ø 6,5 mm/2 mm ZOA563S, Ø 6,5 mm/3 mm
Kits de restauração de contorno (Incl. tampa de moldagem, análogo e coifas provisórias e para waxing. Estes também são vendidos individualmente por diâmetro de extensão.)		 ZCRKIT4S Implantes, Ø 3,7/4,1 mm	 ZCRKIT5S Implantes, Ø 4,7 mm	 ZCRKIT6S Implantes, Ø 6,0 mm
Pilares curtos Hex-Lock (Incl. parafuso ref. MHLAS)		 SA341, Ø 4,5 mm/1 mm SA342, Ø 4,5 mm/2 mm	 SA451, Ø 5,5 mm/1 mm SA452, Ø 5,5 mm/2 mm	 SA561, Ø 6,5 mm/1 mm SA562, Ø 6,5 mm/2 mm
Kits de componentes de restauração curtos (Incl. tampa de moldagem, análogo, coifas provisórias e para waxing. Estes também são vendidos individualmente por diâmetro de extensão.)		 SARKIT4 Implantes, Ø 3,7/4,1 mm	 SARKIT5 Implantes, Ø 4,7 mm	 SARKIT6 Implantes, Ø 6,0 mm
Pilares Hex-Lock (Incl. parafuso ref. MHLAS)		 HLA3/3, Ø 3,5 mm HLA3/4, Ø 4,5 mm HLA3/5, Ø 5,5 mm	 HLA4/4, Ø 4,5 mm HLA4/5, Ø 5,5 mm HLA4/6, Ø 6,5 mm	 HLA5/6, Ø 6,5 mm

¹ As estruturas para o perfil Ø 4,5 mm x Ø 4,5 mm estão listadas, mas não estão ilustradas. Nota: para estes itens, utilize o kit de restauração de contorno ZCRKIT4S (reto) ou ZCRKIT4A (angulado).

Angulados	Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent			
	Implantes Eztetic	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm
Pilares de contorno Hex-Lock, 17° (Incl. parafuso ref. AH20S)	 CANP31A, Ø 3,7 mm/1,5 mm CANP33A, Ø 3,7 mm/3 mm CANP41A, Ø 4,5 mm/1,5 mm CANP43A, Ø 4,5 mm/3 mm	 ZOA341A, Ø 4,5 mm/1 mm ZOA342A, Ø 4,5 mm/2 mm	 ZOA441A¹, Ø 4,5 mm / 1 mm ZOA442A¹, Ø 4,5 mm / 2 mm ZOA451A, Ø 5,5 mm/1 mm ZOA452A, Ø 5,5 mm/2 mm	 ZOA561A, Ø 6,5 mm/1 mm ZOA562A, Ø 6,5 mm/2 mm
Kits de restauração de contorno, 17° (Incl. tampa de moldagem, análogo, coifas provisórias e para waxing. Estes também são vendidos individualmente por diâmetro de extensão.)		 ZCRKIT4A Implantes, Ø 3,7/4,1 mm	 ZCRKIT5A Implantes, Ø 4,7 mm	 ZCRKIT6A Implantes, Ø 6,0 mm
Pilar angulado, 20°, para 6 posições (Incl. parafuso ref. AH20S)	 C20A3, Ø 3,5 mm	 AH20/4, Ø 4,5 mm	 AH20W/5, Ø 5,5 mm	 AH5H20/6, Ø 6,5 mm

Restaurações personalizadas, de encaixe e de não encaixe

Restaurações personalizadas	Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent				
	Implantes Eztetic	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilar de ouro "Cast-To", de encaixe (Incl. parafuso ref. MHLAS)			 HLA3G, Ø 3,5 mm	 HLA4G, Ø 4,5 mm	 HLA5G, Ø 5,7 mm
Pilar de ouro "Cast-To" de não encaixe (Incl. parafuso ref. MHLAS)	 CEANP31, Ø 2,9 mm		 NEA3G	 NEA4G	

Parafusos de retenção de substituição

Parafusos	Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent				
	Implantes Eztetic	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Parafuso do pilar Para pilares retos	 CUAS	 MHLAS	 MHLAS	 MHLAS	 MHLAS
Parafuso do pilar Para pilares angulados	 CUASA Altura do ombro, 1,5 mm	 CUAS Altura do ombro, 3 mm	 AH20S	 AH20S	 AH20S
Parafuso de retenção de substituição, transferência direta	 CASLC	 DHTS	 DHTS	 DHTS	 DHTS
Parafuso de retenção de substituição Pilares temporários de plástico (longos)		 DHTS2	 DHTS2	 DHTS2	 DHTS2
Parafuso de extensão 3,0 mm, transferência indireta		 HLTE	 HLTE	 HLTE	 HLTE
Parafuso de retenção de substituição, transferência indireta, pilares Hex-Lock (longos)		 HLTS2	 HLTS2	 HLTS2	 HLTS2
Parafuso para waxing Pilares de Ouro "Cast-To", de encaixe		 MTWSD	 MTWSD	 MTWSD	 MTWSD
Parafuso para waxing Pilar cônico		 SCWS	 SCWS	 SCWS	 SCWS
Parafuso de substituição para coifas		 SCTS	 SCTS	 SCTS	 SCTS

Restaurações aparafusadas

Pilar cônico	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilares cônicos De não encaixe (incl. uma tampa de cicatrização ref. TATHC) Nota: os pilares não são embutidos numa conexão hexagonal interna. Não utilizar em restaurações individuais.		<ul style="list-style-type: none"> TAC1, 0,75 mm TAC2, 2 mm TAC3, 3 mm TAC4, 4 mm TAC5, 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> TACW1, 0,75 mm TACW2, 2 mm TACW3, 3 mm TACW4, 4 mm TACW5, 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> TASC1, 0,75 mm TASC2, 2 mm TASC3, 3 mm TASC4, 4 mm

Restaurações aparafusadas	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilares cônicos angulados, 15° Embutidos no implante, não se destinam à utilização em restaurações individuais. (Incl. parafuso de retenção pré-montado)		<ul style="list-style-type: none"> 15AT312, 1 mm/2 mm 15AT323, 2 mm/3 mm 15AT334, 3 mm/4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 15AT412, 1 mm/2 mm 15AT423, 2 mm/3 mm 15AT434, 3 mm/4 mm 	
Pilares cônicos angulados, 30° Embutidos no implante, não se destinam à utilização em restaurações individuais. (Incl. parafuso de retenção pré-montado)		<ul style="list-style-type: none"> 30AT324, 2 mm/4 mm 30AT335, 3 mm/5 mm 30AT346, 4 mm/6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 30AT424, 2 mm/4 mm 30AT435, 3 mm/5 mm 30AT446, 4 mm/6 mm 	

Componentes dos pilares cônicos

ACTIT	ACTDT	ACTR	ACTGC	ACTP	TTC5	ACTT	TGC3	TGC5
Pilar cônico	Pilar cônico	Réplica do pilar cônico (representa o pilar cônico encaixado no implante)	Coifa em ouro para pilar cônico com parafuso (ref. SCTS)	Coifa moldável em plástico com parafuso (ref. SCTS)	Pilar cônico	Coifa temporária de titânio com parafuso (ref. SCTS)	Coifas em ouro para pilar cônico com parafuso	Coifas em ouro para pilar cônico com parafuso
Transferências indiretas e diretas					Coifa para barra de titânio com parafuso (ref. SCTS)			

Restaurações do tipo "overdenture"

Pilares LOCATOR R-Tx®	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilares LOCATOR R-Tx		<ul style="list-style-type: none"> 30200-00, 0,5 mm 30200-01, 1 mm 30200-02, 2 mm 30200-03, 3 mm 30200-04, 4 mm 30200-05, 5 mm 30200-06, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 30201-00, 0,5 mm 30201-01, 1 mm 30201-02, 2 mm 30201-03, 3 mm 30201-04, 4 mm 30201-05, 5 mm 30201-06, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 30202-01, 1 mm 30202-02, 2 mm 30202-03, 3 mm 30202-04, 4 mm 30202-05, 5 mm 30202-06, 6 mm

Componentes do processamento em laboratório LOCATOR R-Tx

						Cápsulas de retenção LOCATOR R-Tx						
30017-01	30014-01	30015-01	30016-01	30018-01	30013-01							
Coifa de impressão	Análogo de pilar 0,35 mm (D)	Análogo de pilar 4,0 mm (D)	Análogo de pilar 5,0 mm (D)	Espaçador de processamento	Conjunto de processamento de encaixe da prótese	Anel espaçador	Cápsula de retenção zero	Cápsula de retenção baixa	Cápsula de retenção média	Cápsula de retenção alta	Cápsula de processamento	Ferramenta para cápsulas de retenção

Pilares LOCATOR®	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilares LOCATOR	<ul style="list-style-type: none"> CLOCNP-1, 1 mm CLOCNP-2, 2 mm CLOCNP-3, 3 mm CLOCNP-4, 4 mm CLOCNP-5, 5 mm CLOCNP-6, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> TLOC3/0, 0,5 mm TLOC3/1, 1 mm TLOC3/2, 2,5 mm TLOC3/3, 3,5 mm TLOC3/4, 4,5 mm TLOC3/5, 5,5 mm TLOC3/6, 6,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> TLOC4/0, 0,5 mm TLOC4/1, 1 mm TLOC4/2, 2 mm TLOC4/3, 3 mm TLOC4/4, 4 mm TLOC4/5, 5 mm TLOC4/6, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> TLOC5/1, 1 mm TLOC5/2, 2 mm TLOC5/3, 3 mm TLOC5/4, 4 mm

Componentes do encaixe LOCATOR

LOCIMP	LOCAN/4	LOCPP	LOCBF2	LOCCTB	LOCLBF	LOCMP2	LOCMPX2
Tampa de transferência	Análogo de pilar	Coifa paralela	Barra fêmea	Barra fêmea "Cast-To"	Barra fêmea a laser	Conjunto de machos de processamento	Conjunto de machos de processamento de gama alargada

Nota: estão disponíveis machos de substituição. Consulte o item do produto.

Pilares bola	Implantes Eztetic		Implantes Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent	
	Plataforma, Ø 2,9 mm	Plataforma, Ø 3,5 mm	Plataforma, Ø 4,5 mm	Plataforma, Ø 5,7 mm
Pilares bola com encaixe metálico e revestimento de nylon	<ul style="list-style-type: none"> CBANP2, Ø 2,9 mm/2 mm CBANP4, Ø 2,9 mm/4 mm CBANP6, Ø 2,9 mm/6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> BAC2, 2 mm BAC4, 4 mm BAC6, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> BACW2, 2 mm BACW4, 4 mm BACW6, 6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> BASC2, 2 mm BASC4, 4 mm

Componentes de transferência para pilares bola

BAT	CAT	BAR	CAH	CAN	CAN-G
Pilar bola	Tampa de transferência	Análogo de pilar bola	Fêmeas metálicas	Revestimento de nylon	Revestimento de nylon para retenção fixa
Tampa de transferência					

Ferramentas próstéticas e chaves de torque

LOCCT2	30021-01	LOCTW	ABTH
Chave LOCATOR, 3 peças	Chave para LOCATOR R-Tx	Ponta para chave de torque LOCATOR	Suporte do pilar
TWR	TW1.25	TW1.25L	HXGR1.25
Chave de torque ajustável 10 – 35 Ncm	Ponta para chave de torque hexagonal, curta, 1,25 mm (D) 17 mm de comprimento	Ponta para chave de torque hexagonal, longa, 1,25 mm (D), para TWR, 22 mm de comprimento	Chave hexagonal, curta 22 mm de comprimento
HXLGR1.25	HXL1.25D	TLRT2	CLRT2
Chave hexagonal, longa 30 mm de comprimento	Chave hexagonal Latch-Lock 30 mm de comprimento	Ferramenta de remoção para pilares hexagonais internos	Ferramenta de remoção para pilares Eztetic



Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site
zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dentária da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. LOCATOR e LOCATOR R-Tx são marcas comerciais da Zest IP Holdings, LLC. O pilar LOCATOR e os sistemas de encaixe LOCATOR R-Tx são fabricados pela Zest IP Holdings, LLC. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou um parecer médico. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresse consentimento por escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB1194PT REV A 02/21 ©2021 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

