

# Kit de chirurgie guidée RealGUIDE™ Z3D

Conçu pour les implants dentaires TSV®, Trabecular Metal™ et Eztetic® de Zimmer Biomet

TOTALEMENT  
GUIDÉE !



 RealGUIDE™ Z3D  
GUIDED SURGERY KIT




## Kit de chirurgie guidée REALGUIDE Z3D

Le kit de chirurgie guidée RealGUIDE Z3D contient les instruments nécessaires à l'intervention chirurgicale prévue. Il est conçu pour fonctionner avec les systèmes d'implant **TSV, Trabecular Metal et Eztetic** de Zimmer Biomet.

Les informations relatives au kit sont disponibles dans la suite logicielle RealGUIDE, un système ouvert destiné au diagnostic et à la conception de guides chirurgicaux de haute qualité qui vous permettra d'obtenir des rapports de forage personnalisés afin d'être bien préparé pour les traitements implantaires dentaires.

- Pose totalement guidée de l'implant Zimmer Biomet Dental Eztetic 3,1 mm et des implants TSV/TM de tailles 3,7 mm, 4,1 mm et 4,7 mm
- Code couleur facilitant l'utilisation
- Kit compact, pratique pour les cabinets dentaires avec peu d'espace
- Aucune cuillère n'est nécessaire lors de la préparation de l'ostéotomie
- Le revêtement en DLC (carbone de type diamant) des forets leur confère une meilleure protection contre l'usure
- Les porte-implants disposent d'une partie hexagonale pouvant être alignée sur la partie hexagonale des douilles de guidage correspondantes.
- Un support pour conditionnement d'implant permettant de maintenir le flacon de l'implant pour retirer le porte-implant/transfert d'empreinte des implants TSV est disponible. Ce dispositif permet de poser les implants TSV de manière totalement guidée grâce aux guides chirurgicaux.
- Des protocoles sont disponibles pour os mou et dense.



Suite logicielle RealGUIDE  
avec les modules PLAN, APP et GUIDE

| Produit                       | Référence |
|-------------------------------|-----------|
| Kit chirurgical RealGUIDE Z3D | 3DM0070Z  |



PLUS D'INFORMATIONS SUR  
LE KIT DE CHIRURGIE GUIDÉE  
RealGUIDE Z3D À L'ADRESSE  
[ZBDGUIDEDSURGERY.COM](http://ZBDGUIDEDSURGERY.COM)

### Contactez-nous

au 01-45-12-43-43 ou rendez-vous sur [zbdguidedurgery.com](http://zbdguidedurgery.com)

 **RealGUIDE™ Z3D**  
GUIDED SURGERY KIT

L'intégralité du contenu de ce document est protégée par le droit d'auteur, les marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant, détenus ou concédés en licence à 3Diemme SRL ou ses filiales, sauf indication contraire. Ce contenu ne doit pas être redistribué, copié, républié ou réimprimé, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire. Sauf indication contraire, tous les produits sont fabriqués par 3Diemme SRL ou ses filiales, et commercialisés et distribués par 3Diemme SRL et ses partenaires de commercialisation agréés. Pour plus d'informations sur le produit, consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée à certains pays et/ou certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. ZB1317FR RÉV. A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

