

# Kit per chirurgia guidata RealGUIDE™ Z3D

Progettato per gli impianti dentali TSV®, Trabecular Metal™ ed Eztetic® di Zimmer Biomet

COMPLETAMENTE  
GUIDATA!



 RealGUIDE™ Z3D  
GUIDED SURGERY KIT



## RealGUIDE Z3D KIT PER CHIRURGIA GUIDATA

Il kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D contiene gli strumenti necessari per l'esecuzione di un intervento chirurgico pianificato. È progettato per funzionare con i sistemi implantari **TSV, Trabecular Metal ed Eztec** di Zimmer Biomet.

Le informazioni sul kit sono disponibili nella RealGuide Software Suite, un sistema aperto per la diagnosi e un design avanzato della dima chirurgica che vi supporterà con rapporti di perforazione personalizzati per preparare adeguatamente la terapia implantare odontoiatrica.

- Posizionamento completamente guidato dell'impianto Zimmer Biomet Dental Eztec di 3,1 mm e degli impianti TSV/TM da 3,7 mm, 4,1 mm e 4,7 mm
- Codifica a colori per una maggiore facilità d'uso
- Kit compatto, adatto a studi dentistici con spazi limitati
- Nessuna necessità di impugnature o chiavi per la preparazione dell'osteotomia
- Il rivestimento in DLC delle frese conferisce caratteristiche di resistenza all'usura
- Include la caratteristica esagonale dei supporti per impianti per l'allineamento con la caratteristica esagonale delle cuffie per dime corrispondenti
- È disponibile una base di posizionamento per supportare il contenitore dell'impianto per la rimozione del dispositivo di montaggio/transfer degli impianti TSV. Ciò consente di posizionare gli impianti TSV completamente guidati mediante le guide chirurgiche
- Sono disponibili frese per protocolli per ossa a bassa densità e compatte



RealGUIDE Software Suite  
con moduli PLAN, APP, GUIDE

Prodotto	Codice prodotto
Kit chirurgico RealGuide Z3D	3DM0070Z



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL  
KIT PER CHIRURGIA GUIDATA  
RealGUIDE Z3D SONO  
DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO  
[ZBDGUIDEDSURGERY.COM](http://ZBDGUIDEDSURGERY.COM)

### Per informazioni:

0438-37681 o [zimmerbiometdental.it](http://zimmerbiometdental.it)

 **RealGUIDE™ Z3D**  
GUIDED SURGERY KIT

Tutti i contenuti indicati nel presente documento sono protetti da copyright, marchi commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, a seconda dei casi, di proprietà di o concessi in licenza a 3Diemme SRL o alle sue affiliate, salvo diverse indicazioni, e non devono essere ridistribuiti, duplicati, ripubblicati o ristampati, in tutto o in parte, senza il consenso scritto esplicito del proprietario. Salvo diverse indicazioni, tutti i prodotti sono fabbricati da 3Diemme SRL o dalle sue affiliate e sono commercializzati e distribuiti da 3Diemme SRL e dai suoi partner commerciali autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi e/o regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o una consulenza di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. ZB1317IT REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

 **0051** Certificato n. 003/MDR

