

Kit de cirurgia guiada RealGUIDE™ Z3D

Concebido para implantes dentários TSV®, Trabecular Metal™ e Eztetic® da Zimmer Biomet

TOTALMENTE
GUIADO!



 RealGUIDE™ Z3D
GUIDED SURGERY KIT



KIT DE CIRURGIA GUIADA REALGUIDE Z3D

O kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D contém instrumentos necessários para uma cirurgia planeada. Foi concebido para funcionar com os sistemas de implantes **TSV, Trabecular Metal e Eztetic** da Zimmer Biomet.

As informações do kit estão disponíveis no software RealGUIDE, um sistema aberto para diagnóstico e design avançado de guias cirúrgicas que o ajudará com relatórios de perfuração personalizados a fim de estar bem preparado para a terapia com implantes dentários.

- Colocação totalmente guiada do implante Eztetic de 3,1 mm e dos implantes TSV/TM nos tamanhos de 3,7 mm, 4,1 mm e 4,7 mm da Zimmer Biomet Dental
- Codificação por cores para uma utilização mais fácil
- Kit compacto, o que é útil para consultórios dentários de espaço reduzido
- Não são necessários quaisquer cabos ou chaves durante a preparação da osteotomia
- O revestimento de DLC (carbono-diamante) das brocas proporciona características de resistência ao desgaste
- Inclui o elemento hexagonal dos suportes de implantes para alinhar com o elemento hexagonal nas mangas de guia correspondentes
- Está disponível um pedestal de preparação que segura o tubo de implante para remover o suporte de restauração/transferência (FMT) dos implantes TSV. Isto permite que os implantes TSV sejam colocados de forma totalmente guiada através das guias cirúrgicas
- Estão disponíveis protocolos para osso tipo I e tipo IV.



Software RealGUIDE
com módulos PLAN, APP e GUIDE

Produto	Referência
Kit cirúrgico RealGUIDE Z3D	3DM0070Z



MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O KIT DE CIRURGIA
GUIADA RealGUIDE Z3D EM
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Contacte-nos

através do número 800-827-836 ou visite o site zbdguidedurgery.com

 **RealGUIDE™ Z3D**
GUIDED SURGERY KIT

Todo o conteúdo aqui presente está protegido por direitos de autor, marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual, conforme aplicável, propriedade da 3Diemme SRL ou das suas afiliadas, salvo indicação em contrário, e não pode ser redistribuído, copiado, republicado ou reimpresso, total ou parcialmente, sem consentimento expresso por escrito do proprietário. Salvo indicação em contrário, todos os produtos são fabricados pela 3Diemme SRL ou pelas suas afiliadas e comercializados e distribuídos pela 3Diemme SRL e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países e/ou regiões. Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou um parecer médico. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. ZB1317PT REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

 **0051** Certificada n.º 003/MDR

